

实验室玻璃涂布板湿膜制备器

货号: TB14



简介

实验室玻璃涂布板及湿膜制备器，用于制备均匀涂膜、固定样品、实现稳定的涂布作业。其清洁简便、经济实用，适用于各类研究工作流程和材料测试应用，在严苛的实验室环境中提供可靠且可重复的操作体验。

[了解更多](#)

应用	描述	主要优势
涂布纸制备	使用玻璃板和随附夹具固定纸张，同时制备湿涂膜。提供 110 × 180 mm、160 × 280 mm 和 230 × 340 mm 规格，以适应不同尺寸的纸张样品。	为制备均匀的涂布样品提供了稳定、明确的表面，并可控制基材放置位置。
实验室湿膜制备	在平整的玻璃工作区域上制备小型湿膜，用于实验室涂布研究和对比样品工作。	提供了一种简单且经济的方法，无需复杂设备即可生产一致的测试膜。
涂料配方评估	在固定的纸基材上涂布，并比较在相似工作条件下制备的样品。	支持可重复的样品处理，使视觉或工艺对比更加直观。
黑色塑料片涂布	使用 180 × 480 mm 规格进行黑色塑料片涂布，专为此配置指定。	提供了更长的工作区域，适合指定的黑色塑料片应用。
材料研究工作流程	将该装置集成到需要平整玻璃表面、固定测试材料且易于使用后清洁的台式工作流程中。	提高了日常处理效率，同时保持了制备方法的便捷性和经济性。
实验室教学与方法开发	利用可见的玻璃表面和手动夹具布置，演示基本的涂布制备和基材固定程序。	使涂布过程易于理解、检查，并在实验活动之间易于清洁。

参数	规格
型号	TB14
产品类型	实验室玻璃涂布板及湿膜制备器
结构	玻璃板固定在特种塑料板上
玻璃板厚度	8 mm
玻璃表面	高平整度玻璃板
支撑结构	橡胶支撑结构
防滑设计	橡胶防滑脚垫
样品保持	钢制夹具在涂布过程中固定测试纸
夹具描述	电镀夹具
工作区域	等于玻璃板尺寸
操作方法	涂布时用随附夹具固定测试材料
清洁	易于清洁的玻璃工作表面

配置	玻璃板尺寸	预定涂布材料
TB14 涂布纸配置 1	110 × 180 mm	涂布纸
TB14 涂布纸配置 2	160 × 280 mm	涂布纸
TB14 涂布纸配置 3	230 × 340 mm	涂布纸
TB14 黑色塑料片配置	180 × 480 mm	涂布黑色塑料片