

实验室用 24T 30T 60T 带加热板的加热型液压实验室压片机

货号: PCH



简介

高品质液压实验室压片机，用于精确的样品制备。可选自动或加热型号，适用于材料研究、制药等领域。立即获取报价！

[了解更多](#)

仪器型号	PCH-24T1010	PCH-30T2020	PCH-30T1818
压力范围	0-24.0 吨	0-30.0 吨	0-30.0 吨
活塞直径	95mm (d) 镀铬油缸	110mm (d) 镀铬油缸	150mm (d) 镀铬油缸
主体整体结构	无密封连接设备，减少漏油点	无密封连接设备，减少漏油点	无密封连接设备，减少漏油点
模具加热温度	室温-300.0C/500.0C	室温-300.0C/500.0C	室温-300.0C/500.0C
绝缘方式	进口绝缘板	进口绝缘板	进口绝缘板
冷却方式	水冷快速冷却 [可选配冷水机]	水冷快速冷却 [可选配冷水机]	水冷快速冷却 [可选配冷水机]
热压板尺寸	100×100mm (M×N) 带倒角	200×200mm (M×N)	180×180mm (M×N)
主机尺寸	245×175×500mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)	405×260×525mm (K×P×H)
外形尺寸	500×175×500mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)	950×260×525mm (L×W×H)
电源	600 W (220V/110V 可定制)	1200 W (220V/110V 可定制)	1000 W (220V/110V 可定制)
重量	60 Kg	180 Kg	180 Kg