

分体式全自动加热液压机（带加热板）

货号: PCSE



简介

KINTEK

分体式全自动加热实验室压机：精密液压机，具备 300°C

加热功能，可实现高效样品制备。科研实验室的理想选择。

[了解更多](#)

仪器型号	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
压力范围	0-40.0 吨	0-30.0 吨
加压过程	程序加压 - 程序保压 - 定时泄压	程序加压 - 程序保压 - 定时泄压
模具加热温度	室温 - 300.0°C	室温 - 300.0°C / 500.0°C (可选)
隔热方式	进口隔热板	进口隔热板
冷却方式	水冷快速冷却 [可选配冷水机]	水冷快速冷却 [可选配冷水机]
热压板尺寸	400×400mm (M×N)	300×300mm (M×N)
主机尺寸	500×480×650mm (K×P×H)	380×350×600mm (K×P×H)
外形尺寸	850×480×650mm (L×W×H)	700×400×600mm (L×W×H)
电源	5500W (220V/110V 可定制)	3500W (220V/110V 可定制)
重量	480 Kg	280 Kg