

实验室用带加热板的全自动加热液压机

货号: PCAH



简介

KINTEK

全自动实验室热压机：精准加热、可编程控制和快速冷却，实现高效样品制备。立即提升实验室生产力！

[了解更多](#)

仪器型号	PCAH-25T1818/1818G	PCAH-25T2020/2020G	PCAH-30T3030/3030G	PCAH-40T4040/4040G
压力范围	0-25.0 吨	0-25.0 吨	0-30.0 吨	0-40.0 吨
加压过程	程序加压 - 程序保压 - 定时泄压	程序加压 - 程序保压 - 定时泄压	程序加压 - 程序保压 - 定时泄压	程序加压 - 程序保压 - 定时泄压
模具加热温度	室温-300.0°C/500.0°C	室温-300.0°C/500.0°C	室温-300.0°C/500.0°C	室温-300.0°C
绝缘方式	进口绝缘板	进口绝缘板	进口绝缘板	进口绝缘板
冷却方式	水冷快速冷却 [可选配冷水机]	水冷快速冷却 [可选配冷水机]	水冷快速冷却 [可选配冷水机]	水冷快速冷却 [可选配冷水机]
热压板尺寸	180×180mm(M×N)	200×200mm(M×N)	300×300mm(M×N)	400×400mm(M×N)
外形尺寸	300×390×560mm(L×W×H)	300×390×560mm(L×W×H)	400×490×580mm(L×W×H)	500×550×620mm(L×W×H)
电源	1700 W (220V/110V 可定制)	1700 W(220V/110V 可定制)	3500 W(220V/110V 可定制)	5500 W (220V/110V 可定制)
重量	140 Kg	140 Kg	280 Kg	480 Kg