

## 全自动实验室液压机 实验室压片机

货号: PCEA



### 简介

#### 使用 KINTEK

的全自动实验室压机升级您的实验室——精准、高效、多功能，助力卓越的样品制备。立即探索各型号！

#### [了解更多](#)

| 仪器型号         | PCEA-12T              | PCEA-20T             | PCEA-30T      | PCEA-40T      | PCEA-60T      | PCEA-100T             | PCEA-150T     |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 压力范围         | 0.2-12.0 吨            | 1-20.0 吨             | 1-30.0 吨      | 1-40.0 吨      | 1-60.0 吨      | 1-100.0 吨             | 1-150.0 吨     |
| 压力转换         | 程序自动转换模具承受的压力         |                      |               |               |               |                       |               |
| 显示屏          | 4.3 英寸 LCD 屏幕         |                      |               |               | 7 英寸 LCD 屏幕   |                       |               |
| 金属按钮         | 镀银触点，使用寿命超过 100,000 次 |                      |               |               |               |                       |               |
| 设备防护         | 钢板防护，配有机玻璃门           |                      |               |               |               |                       |               |
| 限位开关         | 油缸达到限位高度时自动泄压         |                      |               |               |               |                       |               |
| 油缸行程 (T)     | 30mm                  |                      |               | 50mm          |               |                       |               |
| 空间尺寸 (M×N)   | 110×140mm             | 140×160 mm           | 140×160 mm    | 175×180mm     | 185×220mm     | 185×250mm             | 200×260mm     |
| 外形尺寸 (L×W×H) | 185×320×360 mm        | 230×390×420mm        | 230×390×420mm | 280×460×550mm | 300×520×580mm | 330×580×620mm         | 400×620×620mm |
| 设备电源         | 240W (220V/110V 可定制)  | 550W (220V/110V 可定制) |               |               |               | 1500W (220V/110V 可定制) |               |
| 设备重量         | 50 Kg                 | 90Kg                 |               | 150Kg         | 180Kg         | 240Kg                 | 380Kg         |