

## 带真空箱加热板的加热液压机实验室热压机

货号: PCV



### 简介

#### KINTEK

带真空箱的加热液压实验室压机可确保精确的样品制备。紧凑、耐用，并具有数字压力控制功能，可获得卓越的效果。

### [了解更多](#)

| 仪器型号  | PCV-10T1818         | PCV-10T2020         |
|-------|---------------------|---------------------|
| 压力范围  | 0-10.0 吨            | 0-10.0 吨            |
| 加压过程  | 手动加压                | 手动加压                |
| 加热温度  | 最高 500°C            | 最高 500°C            |
| 加热板   | 180×180mm           | 200×200mm           |
| 真空箱材质 | SUS 304 (不锈钢)       | SUS 304 (不锈钢)       |
| 工作室尺寸 | 400×400×400mm       | 400×100×400mm       |
| 门尺寸   | 300×350mm           | 300×350mm           |
| 真空度   | -0.1MPa             | -0.1MPa             |
| 外形尺寸  | 450×550×850(L×W×H)  | 450×550×850(L×W×H)  |
| 电源    | 220V50Hz (可支持 110V) | 220V50Hz (可支持 110V) |