

用于固态电池研究的实验室台式液压热压机

货号: MY12



简介

探索用于固态电池研究的实验室液压热压机，其特点包括双压板加热、自动压力曲线控制以及集成水冷系统，可实现高效、精确的样品处理。紧凑的台式设计兼容手套箱，是制备电解质片和薄膜的理想选择。

[了解更多](#)

参数	MY12 (220V 配置)	MY12 (110V 配置)
压板尺寸	200 mm × 200 mm	200 mm × 200 mm
加热功率 (双压板)	3000 W	2100 W
工作温度范围	室温 (RT) 至 500 °C	0 °C 至 300 °C
温度控制方式	双板独立可编程控制 (可调升温速率)	双板独立可编程控制 (可调升温速率)
工作压力范围	0 至 40 吨	0 至 40 吨
压力控制模式	可编程压力曲线控制，带自动保压和补压功能	可编程压力曲线控制，带自动保压和补压功能
压力控制精度	±0.2 吨	±0.2 吨
最大压板开距	50 mm	60 mm
压板冷却方式	循环水冷	循环水冷
电源	交流 220V, 50Hz	交流 110V, 60Hz
外形尺寸 (宽×深×高)	355 mm × 450 mm × 655 mm	335 mm × 410 mm × 625 mm
设备重量	230 kg	180 kg