

实验室用固态电池与聚合物膜制备液压热压机

货号: MY02



简介

这款台式液压热压机可提供高达300°C的精确加热和5吨压力，适用于固态电池电解质压实和聚合物膜制备。具有独立双压板加热、PID控制和循环水冷却功能。紧凑的台式设计确保易于实验室集成。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY02
压板工作温度	室温至 300 °C
加热功率	4500 W
加热控制方式	双压板独立加热控制
温度控制器	可编程PID控制器
压板尺寸	330 mm × 330 mm
工作力范围	0 至 5 T (0 至 50 kN)
压板表面压力范围	0 至 4.5 Bar
压力控制精度	±0.5% 满量程
压力稳定性	自动主动补压和保压
活塞行程	60 mm
压板冷却方式	循环水冷却
电源要求	交流 220 V, 50 Hz
认证	CE认证