

用于固态电池电解质制备的实验室液压热压机

货号: ZY03



简介

这款紧凑型高精度实验室液压热压机提供双热板独立加热，最高温度达300°C，压力为5吨，配备集成水冷系统及精密数字控制，适用于固态电池电解质制备、聚合物复合层压和膜电极组件制造。

[了解更多](#)

参数	数值 / 规格
型号	ZY03
工作温度	0 – 300°C
温度控制	7英寸触摸屏（PID控制）
加热方式	嵌入式加热器，双热板独立加热
加热功率	700W
热板尺寸	120 x 120 mm
热板开口	50 mm
工作压力	0 – 5 吨 (50 kN)
压力控制精度	±0.05 吨 (±0.5 kN)
压力保持	自动保压和自动补压功能
热板冷却方式	循环水冷却
尺寸	250 x 230 x 390 mm
重量	55 kg
电源	AC 220V, 50Hz
认证	CE