

用于固态电池研究的实验室液压热压机

货号: MY04



简介

了解我们为固态电池研究开发的紧凑型实验室液压热压机。可在最高500°C温度和5吨压力下实现精准热压成型，配备自动压力稳定功能和水冷系统，是实验室电解质固结、电极层压和聚合物合成的理想设备。

[了解更多](#)

技术参数	规格
型号	MY04
热压板工作温度	0 – 500 °C
加热功率	1500 W
热压板尺寸	180 mm × 180 mm
工作压力范围	0 – 5 吨
压力控制精度	±0.05 吨
压力管理	自动保压与补压
热压板冷却方式	循环水冷
电源	220 V / 50 Hz
设备尺寸	290 mm × 290 mm × 420 mm
重量	90 kg