

用于固态电池组装与先进材料研究的实验室液压热压机

货号: ZY09



简介

紧凑型台式实验室液压热压机，适用于固态电池组装与先进材料研究。独立双加热板最高可加热至300℃，配备可编程触摸屏控制、自动稳压与快速水冷功能，是高分子复合材料、药物研发与膜制备的理想设备。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	ZY09
工作温度范围	0 – 300 °C
加热方式	嵌入式加热，独立双压板加热
加热功率	1400 W
压板尺寸	180 × 180 mm
压板最大开口	50 mm
工作压力范围	0 – 30 T
压力控制精度	±0.15 T
压力维持	自动保压，实时补偿
冷却系统	通过循环冷水机实现压板快速冷却
电源	AC 110 V / 60 Hz
控制器	可编程触摸屏温压控制器
设备尺寸	260 × 347 × 422 mm
重量	150 kg