

用于固态电池研究的实验室液压热压机

货号: ZY13



简介

专为固态电池研究设计的紧凑型台式实验室液压热压机，具有独立双板加热功能（最高温度达300℃）、可编程多段温度和压力曲线、自动保压以及水冷系统，适用于先进材料加工和电池电极层压。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	ZY13
工作温度	0 – 300℃
加热方式	嵌入式加热器，独立双板加热
加热功率	2800 W
压板尺寸	180 × 180 mm
压板开口（行程）	50 mm
工作压力范围	0 – 15 T (吨)
压力控制精度	±0.1 T
保压与补偿	自动实时保压与补压
压板冷却方式	循环冷却水
电源	AC 220V / 50Hz
控制器类型	可编程触摸屏控制器（温度与压力）
参考重量	130 kg