


用于固态电池研究的实验室液压热压机

货号: ZY11



简介

这款紧凑型台式实验室液压热压机专为固态电池研究设计，具备最高可达300℃的独立双区加热、25吨自动压力控制和集成水冷系统，可对电解质和聚合物膜进行精准压实，占地面积小，是研发应用的理想选择。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	ZY11
压板工作温度	室温至300℃
加热功率	2 × 1800 W
压板尺寸	300 × 300 mm
压板开口间距	60 mm
工作液压压力	0至25吨
压力传感器精度	0.2%满量程（可选配）
保压功能	自动保压与压力补偿
压板冷却方式	循环水冷
电源	AC 220-230V / 50Hz
设备尺寸	约452 × 470 × 500 mm
设备重量	约250 kg