

: PCMP



K I N T E K

	PCMP - 2 T	PCMP - 5 T	PCMP - 12 T	PCMP - 15 T	PCMP - 24 T	PCMP - 30 T	PCMP - 40 T
	0 - 2 T 25MPa	0 - 5 T 0 - 31.4M	0 - 12 T 0 - 30MF	0 - 15 T 0 - 30MI	0 - 24 T 0 - 34MI	0 - 30 T 0 - 31.5	0 - 40 T 0 - 30MPa
	€ 32mm (d)	€ 45mm (d)	€ 70mm (d)	€ 80mm (d)	€ 95mm (d)	€ 110mm (d)	€ 130mm (d)
(T)	30	30	30	30	30	40	50
	1MPa / 10	1MPa / 10	1MPa / 10	1MPa / 10	1MPa / 10	1MPa / 10	1MPa / 10
	€ 50mm (D)	€ 80mm (D)	€ 80mm (D)	€ 90mm (D)	€ 105mm (D)	€ 120mm (D)	€ 140mm (D)
	85×120	96×130	96×130	140×150	80×150	92×160	106×185
				x			M×N
	210×150×350	225×155×380	225×155×380	245×175×390	245×175×415	275×195×420	295×215×500
	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x
	12	28	28	38	42	56	75