

手动实验室液压压片机 实验室液压机

货号: PCMP



简介

使用 KINTEK

的精密液压机提升实验室效率——结构紧凑、防漏，是光谱分析的理想选择。提供定制解决方案。

[了解更多](#)

仪器型号	PCMP-2T	PCMP-5T	PCMP-12T	PCMP-15T	PCMP-24T	PCMP-30T	PCMP-40T
压力范围	0-2T (25MPa)	0-5T(0-31.4MPa)	0-12T(0-30MPa)	0-15T(0-30MPa)	0-24T(0-34MPa)	0-30T(0-31.5MPa)	0-40T(0-30MPa)
活塞直径	Φ32mm (d)	Φ45mm (d)	Φ70mm (d)	Φ80mm (d)	Φ95mm (d)	Φ110mm (d)	Φ130mm (d)
整体结构	无密封连接，减少漏油	无密封连接，减少漏油	无密封连接，减少漏油	无密封连接，减少漏油	无密封连接，减少漏油	无密封连接，减少漏油	无密封连接，减少漏油
压力表	压力和压强显示	压力和压强显示	压力和压强显示	压力和压强显示	压力和压强显示	压力和压强显示	压力和压强显示
最大活塞行程 (mm)	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	40mm	50mm
压力稳定性	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min	≤1MPa/10min
工作台直径	Φ50mm (D)	Φ80mm (D)	Φ80mm (D)	Φ90mm (D)	Φ105mm (D)	Φ120mm (D)	Φ140mm (D)
立柱数量	两柱	两柱	两柱	两柱	四柱	四柱	四柱
工作空间	85×120mm(M×N)	96×130mm(M×N)	96×130mm(M×N)	140×150mm(M×N)	80×150mm(M×N)	92×160mm(M×N)	106×185mm(M×N)
外形尺寸	210×150×350mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	225×155×380mm(L×W×H)	245×175×390mm(L×W×H)	245×175×415mm(L×W×H)	275×195×420mm(L×W×H)	295×215×500mm(L×W×H)
重量	12 Kg	28Kg	28Kg	38Kg	42Kg	56Kg	75Kg