

固态电池实验室液压热压机

货号: MY13



简介

用于先进材料精密热压的台式实验室热压机。具备双区独立可编程加热、伺服驱动力控制和7英寸触摸屏界面，适用于可重复的固态电池研究、电极制造和复合材料层压，并内置过温和过压保护功能。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY13
压板工作温度	0 °C 至 300 °C
加热控制	双压板独立可编程控制，支持升温斜率
加热功率	4500 W
压板尺寸	300 mm × 300 mm
压板间隙	60 mm
工作压力范围	0 至 6000 磅（约 3 吨）
压力分辨率	≤ 20 磅
压力控制精度	± 30 磅
保压与自动补压	集成软件反馈回路，用于实时负载补偿
动力驱动源	伺服电机驱动油缸
界面控制器	7英寸触摸屏控制器
电源	110 V / 60 Hz
可选安全配件	带光栅传感器的防护罩