

## 固态电池实验室液压热压机 双温区加热 可编程压力控制

货号: MY23



### 简介

用于固态电池研究的高精度液压热压机，具有双温区独立加热（最高200°C）、0-15吨可调压力、8段可编程程序、通过7英寸触摸屏进行实时数据记录以及主动水冷功能。非常适合实验室材料开发和研究。

[了解更多](#)

| 参数                | 规格                      |
|-------------------|-------------------------|
| 型号                | MY23                    |
| 加热板尺寸             | 500 × 500 mm            |
| 额定加热功率            | 12 kW (2 × 6000 W)      |
| 加热控制              | 双板独立可编程控制               |
| 温度范围              | 室温至 200 °C              |
| 冷却方式              | 循环冷水冷却                  |
| 工作压力范围            | 0 至 15 T (吨)            |
| 压力控制精度            | 满量程的 ±1%                |
| 保压与补压             | 自动保压和自动补压               |
| 压力控制方式            | 8段可编程压力与保压控制            |
| 压力源               | 集成液压系统                  |
| 压板开档间距 (Daylight) | 60 mm                   |
| 控制器               | 7英寸 PID可编程触摸屏           |
| 软件功能              | 英文界面，实时数据记录和USB数据导出     |
| 电源要求              | 交流三相，400 V / 50 Hz      |
| 安全防护              | 带自动关闭机制的互锁门             |
| 认证                | CE合规                    |
| 主机尺寸              | W1250 × D750 × H1300 mm |
| 配套冷水机尺寸           | W470 × D670 × H890 mm   |