

固态电池实验室液压热压机

货号: MY07



简介

面向固态电池研究的精密实验室液压热压机，双板加热最高可达300℃，支持50吨主动保压，配备可编程触摸屏控制，结构坚固的台式设计，是学术及工业实验室压实电解质 pellet、层压电极的理想设备。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY07
工作压力范围	0 至 50 吨 (0 至 500 千牛)
热板表面压强	最高 55 兆帕
压力控制精度	±0.5% 满量程
保压能力	主动自动压力补偿 (偏差控制在±0.1吨以内)
热板尺寸	300 毫米 × 300 毫米
开口距 (热板间距)	150 毫米
液压活塞行程	150 毫米
工作温度范围	室温至 300℃
加热方式	双板独立可编程多段温控 (支持升温速率控制)
总加热功率	4500 瓦
系统控制器	7英寸触摸屏人机界面，支持实时图形化监测
供电要求	220 伏 / 50 赫兹
外形尺寸	400 毫米 × 490 毫米 × 780 毫米
设备重量	385 千克