

固态电池实验室液压热压机

货号: MY10



简介

用于固态电池研究的精密实验室液压热压机。配备伺服驱动0-

4吨压力、双板独立加热最高可达300°C、主动水冷以及7英寸触摸屏控制。是电解质与电极制备的理想设备，可实现无油运行保障结果可重复。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY10
热板工作温度	0 – 300 °C
加热控制	双板独立可编程控制（支持升温速率设置）
加热功率	1500 W
热板尺寸	150 × 150 mm
热板间距（开口）	50 mm
工作压力范围	0 – 4 吨（伺服电机驱动）
压力控制方式	可编程压力 & 自动保压
压力控制精度	±2 kg
压力补偿	自动实时补压
控制器	7英寸触摸屏PLC控制器
热板冷却方式	循环水冷
供电要求	AC 230V / 50Hz