

固态电池研究实验室液压热压机

货号: MY11



简介

专为固态电池研究设计的台式液压热压机。提供双热板加热至500°C、带闭环控制的40吨压力以及7英寸触摸屏。支持电解质制备、电极层压和聚合物成型，并配有安全防护罩和热切断保护。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY11
热板工作温度	0 – 500°C
加热控制	双热板独立可编程PID控制
加热功率	5000 W
热板尺寸	300 × 300 mm
热板开口（间距）	50 mm
工作压力范围	0 – 40 T (公吨)
压力控制模式	可编程保压和自动补压
压力控制精度	±0.2 T (满量程)
控制器界面	7英寸彩色触摸屏
电源要求	单相 220 V / 50 Hz
整体尺寸	400 × 490 × 580 mm
设备重量	320 kg