

固态电池研究实验室液压热压机

货号: MY22



简介

专为固态电池研究设计的紧凑型台式液压热压机，具有高达300°C的双区独立加热、带自动补压功能的可编程压力控制以及集成水冷以实现快速循环周期，适用于电解质制备和电极层压。

[了解更多](#)

参数	规格
型号	MY22
压板尺寸	180 × 180 毫米
压板开口高度	50 毫米
压实力范围	0 至 25 吨 (T)
压力控制精度	±0.1 吨
保压模式	可编程自动保压，带自动压力补偿/补压
温度范围	室温至 300 °C
温度控制	双压板独立可编程加热/保温控制，带升温速率设置
加热功率	2,500 瓦
压板冷却方式	循环水冷
控制器	7英寸触摸屏面板
电源	220 伏 / 50 赫兹 或 110 伏 / 60 赫兹 (根据地区电气标准选择)
外形尺寸	335 × 410 × 625 毫米
设备重量	180 千克