


固态电池研究实验室用液压热压机

货号: ZY14



简介

此实验室液压热压机为固态电池研究提供精确的温度和压力控制，配备最高300°C的双加热板、10吨压力、用于快速热稳定的集成水冷系统、7英寸触摸屏以及自动压力保持功能。

[了解更多](#)

技术参数	规格值
型号	ZY14
加热板工作温度	室温至300°C
加热功率	2800 W
加热板尺寸	200 × 200 mm
开档（加热板开口）	50 mm
工作压力范围	0 - 10 公吨（约 0 - 100 kN）
压力控制精度	±0.1 公吨（±1 kN）
压力保持功能	自动压力保持，带实时微补偿
加热板冷却方式	循环水冷却
电源	交流 110V / 60Hz
控制器界面	7英寸触摸显示屏
外形尺寸	320 × 290 × 420 mm
净重	100 kg